

# Asa – Laser thérapeutique – M-Vet

## M-Vet : Thérapie laser pour animaux - indolore et non-invasif

En résumé, M-Vet offre une combinaison unique de puissance, de polyvalence et de facilité d'utilisation, le rendant indispensable aux vétérinaires soucieux d'offrir à leurs patients les meilleurs soins possibles.

- **Puissance et efficacité accrues :** M-Vet délivre une puissance de crête de 270 W, inégalée sur le marché, lui permettant de traiter efficacement un large éventail de pathologies.
- **Polyvalence et adaptabilité :** M-Vet s'adapte aux besoins spécifiques de chaque patient grâce à ses quatre têtes de traitement interchangeables.
- **Facilité d'utilisation et ergonomie optimale :** M-Vet est doté d'un écran tactile couleur intuitif de 10,1 pouces et d'un logiciel convivial qui facilite la sélection des paramètres de traitement. Le logiciel propose une base de données de presets personnalisables pour une utilisation rapide et efficace, ainsi que la possibilité d'exporter des données et d'importer de nouvelles versions du logiciel.



### Caractéristiques techniques

Technologie	MLS® (Multiwave Locked Systems)	Logiciel	Intuitif avec base de données de presets personnalisables
Puissance de crête	270 W	Batterie	Lithium-ion longue durée
Modes de traitement	Continu et pulsé	Chariot	Avec compartiment de rangement
Écran	Tactile couleur 10,1 pouces		

Dimensions	35 x 30 x 15 cm
Poids	4 kg

