

# *Sonoscape – Propet 70*

## **Kleurenechografie** voor dieren

De ProPet 70 is een uitgebreid en betrouwbaar kleuren Doppler echografiesysteem voor dierenartsen, ontworpen voor nauwkeurige diagnose en diepgaande klinische informatie over een breed scala aan dieren.

- **Uitstekende beeldvorming:** Combineert de nieuwste software voor veterinaire intelligentie en single crystal probe-technologie voor optimale beeldhelderheid en nauwkeurige detectie van pathologie.
- **Veelzijdigheid:** Geschikt voor kleine huisdieren, grote dieren, laboratoriumdieren en exotische huisdieren, met meer dan 200 vooraf ingestelde veterinaire instellingen voor meer dan 20 diersoorten.
- **Gebruiksgemak:** Intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface met 13,3-inch touchscreen en aanpasbaar bedieningspaneel.



## Technische specificaties

Gewicht	84 kg	Metingen en berekeningen	Uitgebreide reeks hulpmiddelen voor kwantificering en analyse
Afmetingen	945 x 690 x 1455 mm	Anatomische markeringen en aantekeningen	Meer dan 200 referentiepunten en 120 annotaties voor verschillende soorten
Scherm	23,8-inch Full HD LED (optioneel)	Intelligente functies	Sono-Assistant, Sono-Synch, Sono-Drop, Auto Optimization, Auto Trace
Aanraakscherm	13,3", anti-reflecterend en anti-vingerafdruk		

Batterij	2 uur autonomie
Sondepoorten	5
Modi voor beeldvorming	2D, B/M, CFM, PW, CW, TDI, M-Mode, X-Beam, Sono-CT
Beeldvormingstechnologieën	µ-Scan+, HQ Scan, Spatial Compound Imaging, Panoramic Imaging, SR Flow, Bright Flow, Auto Bladder, AMM, TDI
Contrast	120 dB
Sondefrequentie	2 MHz tot 18 MHz

