

Sonoscape – Propet 60

L'échographe en couleur pour les animaux

Offrant une combinaison exceptionnelle de performances cliniques, de productivité élevée et d'un flux de travail optimisé, le ProPet 60 est un outil précieux pour le diagnostic et le traitement des animaux.

- **Imagerie haute performance :** Le ProPet 60 est doté d'une gamme complète de sondes HD, offrant une qualité d'image exceptionnelle pour une variété d'applications, y compris l'abdomen, la reproduction, les petites parties, l'orthopédie, et même l'imagerie cardiaque et thoracique.
- **Logiciel spécialisé pour les soins vétérinaires :** Le logiciel ProPet est conçu pour les vétérinaires, avec des fonctionnalités intuitives et des outils de mesure et de rapport spécifiques à la médecine vétérinaire.
- **Mode d'examen vétérinaire flexible et intuitif :** Le ProPet 60 facilite la sélection du type d'animal, de la sonde et des préséglages en un seul clic.



Caractéristiques techniques

Poids	250 kg	Sono-Drop	Transmission rapide d'images
Dimensions (avec plateau)	160 x 200 x 93 cm	Sono Assistant	Flux de travail rationalisé
Dimensions (avec support)	230 x 200 x 135,3 cm	Sono-Synch	Consultation médicale à distance
Détecteur - Modèle	X-DR XL (43 x 43 cm / 17 x 17 pouces)		

Générateur - Puissance	30 kW
Générateur - Anode	Rotative, courant max. 425 mA
Générateur - Focalisation	0,6/1,3 mm
Générateur - Alimentation	230 V ; 16 A (3 kW)
Générateur - Plage mA	25 à 300 (par paliers de 25)
Générateur - Plage kV	40 à 120 (par paliers de 1 kV)

