

Sonoscape – Propet 60

Kleurechografie voor dieren

Met een uitzonderlijke combinatie van klinische prestaties, hoge productiviteit en geoptimaliseerde workflow is de ProPet 60 een hulpmiddel van onschatbare waarde voor dierdiagnose en -behandeling.

- **Hoogwaardige beeldvorming:** De ProPet 60 is uitgerust met een volledige reeks HD-sondes, die een uitstekende beeldkwaliteit bieden voor een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder de buik, voortplanting, kleine onderdelen, orthopedie en zelfs cardiale en thoracale beeldvorming.
- **Gespecialiseerde software voor diergeneeskunde:** ProPet software is ontworpen voor dierenartsen, met intuïtieve functionaliteit en meet- en rapportagetools die specifiek zijn voor de diergeneeskunde.
- **Flexibele en intuïtieve veterinaire onderzoeksmodus:** ProPet 60 maakt het eenvoudig om met één klik diertype, sonde en voorinstellingen te selecteren.



Technische specificaties

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|
| Gewicht | 250 kg | Sono-Drop | Snelle beeldoverdracht |
| Afmetingen (met lade) | 160 x 200 x 93 cm | Sono Assistant | Gestroomlijnde workflow |
| Afmetingen (met standaard) | 230 x 200 x 135,3 cm | Sono-Synch | Medisch consult op afstand |
| Detector - Model | X-DR XL (43 x 43 cm / 17 x 17 inch) | | |

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Generator - Voeding | 30 kW |
| Generator - Anode | Roterend, max. stroom 425 mA |
| Generator - Focus | 0,6/1,3 mm |
| Generator - Stroomvoorziening | 230 V ; 16 A (3 kW) |
| Generator - mA-bereik | 25 tot 300 (in stappen van 25) |
| Generator - kV-bereik | 40 tot 120 (in stappen van 1 kV) |

