

Aohua – Ensemble PORTABLE – 1200HD

Nouvelle génération d'endoscopie : précision et efficacité accrues.

Offrant des images d'une clarté exceptionnelle et des fonctionnalités avancées, l'endoscope HD 1200 permet aux vétérinaires de visualiser les structures anatomiques internes avec une précision optimale, contribuant ainsi à un diagnostic plus précis et à des interventions plus efficaces.

- **Meilleure précision du diagnostic :** grâce à une visualisation plus détaillée des structures anatomiques.
- **Gain de temps et d'efficacité :** grâce à un système portable et facile à utiliser.
- **Canaux de travail de différents diamètres :** pour une compatibilité avec une large gamme d'instruments et de techniques.



Caractéristiques techniques

Résolution	1280 x 720 pixels	Longueurs des endoscopes disponibles	600 mm, 1000 mm, 1500 mm, 3000 mm, 3500 mm
Fonction HbE	Oui	Source de lumière	LED HP 35W
Champ de vision	Large	Température de couleur	5500K - 7500K
Diamètres des endoscopes disponibles	3,5 mm, 6,0 mm, 7,5 mm, 9,0 mm, 9,6 mm, 13 mm		

Angles de vision	140° (standard), 210° (optionnel)
Sorties	DVI, Y/C (S-vidéo) et AV

