

Aohua – PORTABLE Package – 1200HD

Nieuwe generatie endoscopie: meer precisie en efficiëntie.

Met uitzonderlijk heldere beelden en geavanceerde functies stelt de HD 1200 endoscoop dierenartsen in staat om interne anatomische structuren met optimale precisie te visualiseren, wat bijdraagt aan een nauwkeurigere diagnose en effectievere interventies.

- **Nauwkeurigere diagnose:** dankzij een gedetailleerdere visualisatie van anatomische structuren.
- **Tijd- en efficiëntiebesparing:** dankzij een draagbaar, gebruiksvriendelijk systeem.
- **Werkkanalen met verschillende diameters:** voor compatibiliteit met een breed scala aan instrumenten en technieken.



Technische specificaties

Resolutie	1280 x 720 pixels	Beschikbare lengtes endoscopen	600 mm, 1000 mm, 1500 mm, 3000 mm, 3500 mm
HbE-functie	Ja	Lichtbron	LED HP 35W
Gezichtsveld	Groot	Kleurtemperatuur	5500K - 7500K
Beschikbare endoscoopdiameters	3,5 mm, 6,0 mm, 7,5 mm, 9,0 mm, 9,6 mm, 13 mm		

Kijkhoeken	140° (standaard), 210° (optioneel)
Uitgangen	DVI, Y/C (S-video) en AV

