

Gierth – TR90/20 – Batterie

Radiologie portable sans fil pour une liberté totale

Parfait pour une utilisation dans les zones reculées, pour le travail avec les chevaux ou pour tout autre environnement où la mobilité est essentielle.

- **Batterie puissante** : Jusqu'à 640 expositions avec une seule charge, vous permettant de travailler toute la journée sans interruption.
- **Léger et compact** : Ne pèse que 7,2 kg (batterie incluse) pour un transport et une utilisation faciles.
- **Robuste et durable** : Boîtier en aluminium robuste pour une utilisation dans des conditions difficiles.



Caractéristiques techniques

Général

Poids	7,2 kg (batterie incluse)	Type de batterie	Lithium-ion
Dimensions	265 mm x 220 mm x 180 mm	Autonomie de la batterie	Jusqu'à 640 expositions
Plage de tension	40 - 120 kV	Temps de charge	240 minutes
Plage de courant	20 mA (max.)		

Autre

Focal spot	0,8 mm x 0,8 mm
Filtration totale	≥2,5 mmAl à 76kV
GIERTH SCOPE TOUCH	CANON
GIERTH SCOPE UltraLight	CANON

