

Gierth – TR90/20 – Batterie

Draagbare draadloze radiologie voor totale vrijheid

Perfect voor gebruik in afgelegen gebieden, werken met paarden of elke andere omgeving waar mobiliteit essentieel is.

- **Krachtige batterij:** Tot 640 belichtingen op een enkele lading, zodat je de hele dag kunt werken zonder onderbreking.
- **Lichtgewicht en compact:** Weegt slechts 7,2 kg (inclusief batterij) voor eenvoudig transport en gebruik.
- **Robuust en duurzaam:** Robuuste aluminium behuizing voor gebruik onder zware omstandigheden.



Technische specificaties

Algemeen

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| Gewicht | 7,2 kg (inclusief batterij) | Type batterij | Lithium-ion |
| Afmetingen | 265 mm x 220 mm x 180 mm | Levensduur batterij | Tot 640 tentoonstellingen |
| Spanningsbereik | 40 - 120 kV | Oplaadtijd | 240 minuten |
| Huidig bereik | 20 mA (max.) | | |

Andere

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Focal spot | 0,8 mm x 0,8 mm |
| Totale filtratie | ≥2,5 mmAl bij 76kV |
| GIERTH SCOPE TOUCH | CANON |
| GIERTH SCOPE UltraLight | CANON |

