

# *Gierth TR90/30 Peak*

## **Radiographie mobile de pointe pour les vétérinaires**

Offrant une qualité d'image exceptionnelle, une utilisation conviviale et une portabilité optimale, il est l'appareil idéal pour les praticiens équin et les interventions en clinique.

- **Images radiographiques de haute qualité :** Le TR90/30 Peak utilise un générateur haute fréquence et un tube à rayons X de pointe pour garantir des images nettes et précises.
- **Utilisation conviviale :** L'interface intuitive et les commandes simples facilitent l'utilisation, même pour les utilisateurs occasionnels.
- **Construction robuste :** Le boîtier en aluminium robuste et résistant aux chocs garantit une longue durée de vie.



### Caractéristiques techniques

#### Général

Poids	6,5 kg	Sortie par paliers de 2 kV	40 - 60 kV = 30 mA (max.) 62 - 70 kV = 25 mA (max.) 72 - 80 kV = 20 mA (max.) 82 - 90 kV = 15 mA (max.)
Dimensions	295 mm x 188 mm x 170 mm	Tube à rayons X	KL30
Fréquence de l'onduleur	50 kHz	Foyer	0,8 mm x 0,8 mm
Puissance requise	1,8 kVA		

#### Autre

Filtration totale	2,7 mmAl
Boutons de mémoire	5
Pointeur laser	Double
Affichage numérique	« X-RAY », « READY » et « ERROR »

