

Gierth TR90/30 Peak

Geavanceerde mobiele radiografie voor dierenartsen

Met zijn uitstekende beeldkwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en optimale draagbaarheid is dit het ideale toestel voor paardenartsen en klinische procedures.

- **Röntgenbeelden van hoge kwaliteit:** De TR90/30 Peak maakt gebruik van een hoogfrequente generator en een ultramoderne röntgenbuis om scherpe, nauwkeurige beelden te garanderen.
- **Gebruiksvriendelijk:** De intuïtieve interface en eenvoudige bediening maken het apparaat eenvoudig in gebruik, zelfs voor incidentele gebruikers.
- **Robuuste constructie:** De robuuste, schokbestendige aluminium behuizing garandeert een lange levensduur.



Technische specificaties

Algemeen

Gewicht	6,5 kg	Uitgang in stappen van 2 kV	40 - 60 kV = 30 mA (max.) 62 - 70 kV = 25 mA (max.) 72 - 80 kV = 20 mA (max.) 82 - 90 kV = 15 mA (max.)
Afmetingen	295 mm x 188 mm x 170 mm	Röntgenbuis	KL30
Frequentie omvormer	50 kHz	Foyer	0,8 mm x 0,8 mm
Stroomvereisten	1,8 kVA		

Andere

Totale filtratie	2,7 mmAl
Geheugenknoppen	5
Laseraanwijzer	Dubbel
Digitaal display	« X-RAY », « READY » et « ERROR »

