

# MeX+20BT

## Radiographie portable et puissante pour les vétérinaires

Le meX+20BT est un générateur de rayons X portable et puissant conçu pour les vétérinaires qui ont besoin d'une solution d'imagerie flexible et fiable.

- **Léger et compact:** Se transporte facilement d'une salle à l'autre ou sur le terrain.
- **Batterie longue durée:** Jusqu'à 560 expositions par charge, pour une utilisation toute la journée.
- **Haute performance:** 100 kV / 20 mA pour des images radiographiques claires et précises.



## Caractéristiques techniques

### Général

Poids	11,2 kg
Dimensions	225 x 170 x 340 mm
Puissance maximale	1,6 kW à 80 kV
Plage de mAs	0,4 mAs - 50 mAs (32 étapes)

### Batterie et Autonomie

Type de batterie	Li-polymer
Temps de charge	Moins de 3 heures
Autonomie	Jusqu'à 560 expositions à 80 kV / 2 mAs

### Autre

Tension et courant du tube	100 kV / 20 mA
Préréglages kV / mAs	15 APR
Laser de distance	Double laser
Tache focale	1,2 mm

