

MeX+20BT

Draagbare, krachtige radiografie voor dierenartsen

De meX+20BT is een krachtige, draagbare röntgengenerator, ontworpen voor dierenartsen die een flexibele en betrouwbare beeldvormingsoplossing nodig hebben.

- **Lichtgewicht en compact:** Gemakkelijk te vervoeren van kamer naar kamer of in het veld.
- **Lange levensduur van de batterij:** Tot 560 belichtingen per lading, voor gebruik de hele dag door.
- **Hoge prestaties:** 100 kV / 20 mA voor heldere, nauwkeurige röntgenbeelden.



Technische specificaties

Algemeen

Gewicht	11,2 kg
Afmetingen	225 x 170 x 340 mm
Maximaal vermogen	1,6 kW bij 80 kV
mAs bereik	0,4 mAs - 50 mAs (32 stappen)

Batterij en autonomie

Type batterij	Li-polymer
Oplaaftijd	Minder dan 3 uur
Autonomie	Tot 560 belichtingen bij 80 kV / 2 mAs

Andere

Buisspanning en -stroom	100 kV / 20 mA
kV / mAs voorinstellingen	15 APR
Afstand laser	Dubbele laser
Brandpunt	1,2 mm

