

# *X-DRS Floor Basic*

## **Digitale radiologie** voor kleine dieren

Ontworpen voor dierenklinieken die een betrouwbare en efficiënte oplossing nodig hebben voor radiologische beeldvorming van kleine dieren.

- **Veelzijdigheid:** X-DRS Floor Basic kan worden gebruikt voor een breed scala aan radiologieonderzoeken, waaronder liggende, staande en inspanningsradiografie.
- **Gebruiksgemak:** De oplossing is eenvoudig te gebruiken en vereist geen speciale training.
- **Uitzonderlijke beeldkwaliteit:** Het systeem produceert digitale röntgenbeelden van hoge kwaliteit met een uitstekende resolutie en een hoog contrast.



### Technische specificaties

#### Algemeen

Afmetingen	228 cm x 80,6 cm
Gewicht	250 Kg
Certificaat	CE 2460

#### Software

EXAMION X-AQS DICOM Modality SCU	Stuurt DICOM-beelden naar een PACS-server.
DICOM Worklist SCU	Haalt de lijst met beeldvormingstaken op van een PACS-server.
EXAMION X-AQS PACS	Geïntegreerd PACS-systeem voor het opslaan en bekijken van beelden.

#### Buis

Model	Varex RAD-14
Brandpunten	0,6 / 1,2 mm
Warmtecapaciteit	300 kHu
Maximale spanning	150 kV
Hoogspanningskabel	Inbegrepen
Gewicht	17,4 kg

#### Generator

Model	CPI CMP 200 DR
Stroom	50 KW
Maximale stroom	630 mA
Maximale spanning	150 kV
Standaard	AEC
Schakelaar	Manueel
Voedingsspanning	400 V

