

# *XR-Portable 20HF*

**De beste verhouding tussen vermogen en gewicht, de ideale metgezel voor alle radiologieonderzoeken!**

De bedrade X-R serie is de meest **praktische methode voor gemengde en mobiele radiologietoepassingen** met paarden en kleine dieren op dagelijkse basis.

Werkt U voornamelijk in je dierenartsenpraktijk, maar heb je soms mobiele röntgenfoto's nodig? Dan zijn onze draagbare röntgenapparaten met kabelaanluiting de ideale oplossing.



## **De voordelen**

Vergeleken met accugeneratoren is hij indrukwekkend zuinig.

Dankzij de kabelverbinding met het elektriciteitsnet is er geen risico dat de accu in noodgevallen uitvalt. De ideale oplossing voor gemengde praktijken: gebruiksklaar voor stationair en mobiel gebruik

- Lichtgewicht met 9,8 kg
- Stevige behuizing
- Compact formaat
- Eenvoudige afstandsregeling met laserstralen
- 4 geheugenlocaties voor kV en mAs
- Omkeerbaar 7-segment LED display, afstandsbedieningsfunctie voor licht en laser.

### Technische gegevens

Model	meX+20
<b>Output</b>	
Tube Vol. / Current	100 kV / 20 mA
Voltage range	40 - 100 kV in 1 kV step
mAs Range	0,3 - 50mAs, 22 steps
Max. output	1,6 kW at 80 kV
<b>X-ray Tube</b>	
Application	Toshiba D - 124
Focal Spot	1,2 mm
HU capacity	20 kHU
Cooling rate	250 HU / sec



<b>Collimator</b>	
Min. Light field: 5 cm x 5 cm @ 1 m SID	
Max. Light field: 35 cm x 35 cm @ 65 cm SID	
Lamp	LED
Auto Timer	30 sec.
SID scale length	2 m
Laser Pointer	dual laser
<b>Power</b>	
Input	220 / 240 V
Frequency/phase	50 / 60 Hz, single phase
Voltage comp.	± 10 %
<b>Features</b>	
7 - segment LED read out reversible	
PROM Memory	4 APR
Weight	9,8 kg
Dimensions	220 x 200 x 352 mm

