

## *Mex + AirRay*

### **Radiologie portable révolutionnaire pour les vétérinaires**

Le générateur de rayons X portable ultra léger mex + AirRay offre une solution de radiologie mobile de pointe pour les vétérinaires.

- **Léger et pratique** : Léger d'un poids de seulement 5,3 kg pour une manipulation aisée et de dimensions compactes : 325 x 268 x 250 mm.
- **Autonomie et flexibilité** : La solution Mex + AirRay permet jusqu'à 120 expositions avec une seule charge de batterie.
- **Conçu pour les vétérinaires** : Équipé d'une batterie lithium-ion performante, d'une malette de transport et d'une interface utilisateur intuitive, le mex + AirRay répond aux normes CE les plus strictes.



## Caractéristiques techniques

### Générale

Poids	5,3 kg
Dimensions	325 x 268 x 250 mm
Alimentation	Hybride : batterie au lithium-ion ou alimentation électrique externe
Puissance maximale	1,6 kW à 80 kV

### Batterie et Autonomie

Type de batterie	Lithium-ion haute performance
Autonomie	Jusqu'à 120 expositions avec une seule charge
Chargement	Sans fil ou par port USB, sans retrait de la batterie

### Fonctionnalités et Options

Fonction de commande à distance	Interrupteur manuel
Préréglages kV/mAs	10 mémorisables
Interface utilisateur	Intuitive
Conforme aux normes	CE

