

Mex + AirRay

Revolutionaire draagbare radiologie voor dierenartsen

De mex + AirRay ultralichte draagbare röntgengenerator biedt een ultramoderne mobiele radiologieoplossing voor dierenartsen.

- **Lichtgewicht en praktisch:** met een gewicht van slechts 5,3 kg en compacte afmetingen: 325 x 268 x 250 mm.
- **Autonomie en flexibiliteit:** De Mex + AirRay oplossing maakt tot 120 opnames mogelijk op één batterijlading.
- **Ontworpen voor dierenartsen:** Mex + AirRay is uitgerust met een hoogwaardige lithium-ion batterij, draagtas en intuïtieve gebruikersinterface en voldoet aan de strengste CE-normen.



Technische kenmerken

Algemeen

Gewicht	5,3 kg
Afmetingen	325 x 268 x 250 mm
Stroomvoorziening	Hybride: lithium-ion batterij of externe voeding
Maximaal vermogen	1,6 kW bij 80 kV

Batterij en autonomie

Type batterij	Krachtige lithium-ion
Autonomie	Tot 120 belichtingen op één lading
Laden	Draadloos of via USB-poort, zonder de batterij te verwijderen

Functies en opties

Functie afstandsbediening	Handmatige schakelaar
kV/mAs voorinstellingen	10 gedenkwaardig
Gebruikersinterface	Intuïtief
Voldoet aan normen	CE

