

Midmark - VETASSURE B23 - Stérilisateur

fiable et rentable pour votre cabinet vétérinaire

Le stérilisateur VetAssure B23 est une unité fiable et rentable pour votre cabinet vétérinaire, qui traite les instruments non emballés pour une utilisation immédiate.

Grâce à la combinaison du vide, de la pression et de la température, le Midmark VetAssure permet la pénétration de la vapeur dans tous les types de charge.

L'impulsion de vide à la fin du cycle assure un séchage rapide, efficace et complet de la charge.



Caractéristiques techniques

Nos stérilisateur VetAssure sont conçus spécifiquement pour le secteur vétérinaire et intègrent des technologies de pointe conçues pour des performances élevées. Robustes et fiables, ils sont dotés d'une interface simple et conviviale. Les autoclaves 'VetAssure' sont le partenaire idéal pour le traitement des instruments dans tous les environnements de santé animale.

Verrouillage de la porte

Le verrouillage motorisé de la porte garantit une sécurité totale, une plus grande facilité de manipulation et une autorégulation fiable de la porte.

Imprimante intégrée

Un accessoire standard qui, pendant le processus de stérilisation, imprime automatiquement l'ensemble de la procédure, fournissant ainsi un enregistrement permanent de chaque cycle de stérilisation. L'impression papier peut ensuite être conservée et jointe à vos dossiers pour un enregistrement complet et précis.

Port USB

Enregistrement numérique automatique du cycle sur une clé USB (en option).

Interface conviviale

Un logiciel multilingue avec seulement quatre boutons pour une navigation simplifiée vers toutes les options de stérilisation. L'écran LCD affiche des informations à jour sur vos cycles de stérilisation et des alertes en cas d'erreur ou de besoin de service.

