

## *Midmark - VETASSURE B23 - Sterilisator*

### **Betrouwbaar en kosteneffectief voor uw dierenartsenpraktijk**

De VetAssure B23 sterilisator is een betrouwbaar en kosteneffectief apparaat voor je dierenartspraktijk, dat onverpakte instrumenten verwerkt voor onmiddellijk gebruik.

Door een combinatie van vacuüm, druk en temperatuur laat de Midmark VetAssure stoom doordringen in alle soorten ladingen.

De vacuümimpuls aan het einde van de cyclus zorgt voor een snelle, efficiënte en volledige droging van de lading.



## Technische kenmerken

Onze VetAssure-sterilisatoren zijn speciaal ontworpen voor de veterinaire sector en bevatten geavanceerde technologieën voor hoge prestaties. Ze zijn robuust en betrouwbaar, met een eenvoudige, gebruiksvriendelijke interface. VetAssure autoclaven zijn de ideale partner voor het verwerken van instrumenten in alle diergezondheidsomgevingen.

### Deurvergrendeling

De gemotoriseerde deurvergrendeling zorgt voor totale veiligheid, bedieningsgemak en betrouwbare zelfregulering van de deur.

### Geïntegreerde printer

Een standaard accessoire die tijdens het sterilisatieproces automatisch een afdruk maakt van de gehele procedure, zodat elke sterilisatiecyclus permanent wordt vastgelegd. De afdruk kan dan worden bewaard en bij je dossiers worden gevoegd voor een volledige en nauwkeurige registratie.

### USB-poort

Automatische digitale registratie van de cyclus op een USB-stick (optioneel).

### Gebruiksvriendelijke interface

Meertalige software met slechts vier knoppen voor eenvoudige navigatie naar alle sterilisatieopties. Het LCD-scherm geeft actuele informatie over je sterilisatiecycli en waarschuwt je bij eventuele fouten of servicevereisten.

