

X-R STATIC DENTAL HF

Générateur de radiographie dentaire pour petits animaux

Connu pour sa **fiabilité et sa précision**, le générateur de rayons X X-R Static Dental HF est conçu en une seule pièce et fabriqué à partir d'un alliage léger.

Construit selon la **technique de la double chambre**, la première partie contient le tube à rayons X avec de l'huile diélectrique et la seconde contient les composants électroniques.

Le nouveau panneau de commande rend le système entièrement **sûr et facile à utiliser**. Son tube à rayons X est situé directement à l'arrière de la tête du tube.



Caractéristiques

Protection : Le générateur de rayons X HF X-R Static Dental assure une meilleure protection du patient grâce à son tube à rayons X situé directement à l'arrière de la tête du tube. Son processus de filtrage des doses et son excellent contrôle des fuites de rayonnement contribuent à la sécurité de l'utilisateur, tandis que le bouton de commande garantit que les doses de rayonnement délivrées au patient restent constantes.

Mouvement : Le bras articulé permet un mouvement optimal et un positionnement précis. Il est également facile à entretenir et à désinfecter.

Intelligence : Le nouveau panneau de commande rend le système entièrement sûr et facile à utiliser. Les caractéristiques comprennent le diagnostic automatique sur le panneau de commande, le contrôle des paramètres électriques via la minuterie et la compensation automatique de l'exposition en fonction des fluctuations de la tension secteur.

Fiabilité : Connu pour sa fiabilité et sa précision, le générateur de rayons X HF X-R Static Dental est conçu en une seule pièce et fabriqué à partir d'un alliage léger. Construit selon la technique de la double chambre, la première partie contient le tube à rayons X avec de l'huile diélectrique et la seconde contient les composants électroniques.

Ergonomie : La minuterie brevetée comprend une nouvelle technologie capable de reconnaître le type exact de générateur connecté. Panneau de commande convivial avec des enregistrements personnalisables et programmables.

Le générateur de rayons X dentaire peut être complété par le système de lecture dentaire numérique correspondant qui fournit rapidement et à moindre coût des images dentaires de haute qualité pour les cliniques dentaires vétérinaires.

- Disponible en version mobile ou murale
- Puissant avec un choix de 60 kV ou 70 kV

