

X-R STATIC DENTAL HF

Tandheelkundige röntgengenerator voor kleine dieren

De X-R Static Dental HF röntgengenerator, bekend om zijn **betrouwbaarheid en precisie**, is ontworpen uit één stuk en gemaakt van een lichtgewicht legering.

Gebouwd met behulp van **de dubbele kamertechniek**, bevat het eerste deel de röntgenbuis met diëlektrische olie en het tweede deel de elektronische componenten.

Het nieuwe bedieningspaneel maakt het systeem **volledig veilig en gebruiksvriendelijk**. De röntgenbuis bevindt zich direct achter de buiskop.



Kenmerken

Bescherming: De HF X-R Static dentale röntgengenerator biedt een verbeterde bescherming van de patiënt dankzij de röntgenbuis die zich direct achter de buiskop bevindt. Het dosisfilterproces en de uitstekende controle op stralingslekage dragen bij aan de veiligheid van de gebruiker, terwijl de regelknop ervoor zorgt dat de stralingsdoses die aan de patiënt worden afgegeven constant blijven.

Beweging: De scharnierarm zorgt voor optimale beweging en nauwkeurige positionering. Hij is ook gemakkelijk te onderhouden en te desinfecteren.

Intelligentie : Het nieuwe bedieningspaneel maakt het systeem volledig veilig en gebruiksvriendelijk. De functies omvatten automatische diagnose op het bedieningspaneel, regeling van elektrische parameters via de timer en automatische belichtingscompensatie voor schommelingen in de netspanning.

Betrouwbaarheid : De HF X-R Static dentale röntgengenerator staat bekend om zijn betrouwbaarheid en nauwkeurigheid, heeft een ontwerp uit één stuk en is vervaardigd uit een lichtgewicht legering. Gebouwd met behulp van de dubbele kamertechniek, bevat het eerste deel de röntgenbuis met diëlektrische olie en het tweede deel de elektronische componenten.

Ergonomie : De gepatenteerde timer bevat nieuwe technologie die het exacte type generator herkent dat is aangesloten. Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel met aanpasbare en programmeerbare opnames.

- Verkrijgbaar in mobiele versie of wandmontage
- Krachtig met keuze uit 60 kV of 70 kV

