

Plasmapp – Sterlink U510

Technische specificaties



Product	Plasmasterilisatie
Sterilisatiemethode	Injectie van verdampte waterstofperoxide
Vacuümpomp	Geïntegreerd
Afmetingen (B x D x H)	542 mm x 418 mm x 308 mm
Kamer (B x D x H)	470 mm x 185 mm x 90 mm (8 l)
Diagonaal (kamer)	510 mm
Gewicht	31 kg
Temperatuur	Tot 50 °C
Cyclusduur	• Standaardmodus: 18 min (20 cycli) • Geavanceerde modus: 31 min (20 cycli)
Accessoires	Sterilisatiecassette STERLOAD U30: 20 cycli (standaardmodus / geavanceerde modus) – 2 cassettes per doos
Steriliseerbare artikelen	Warmte- en vochtgevoelige instrumenten (katheters, endosco- pen, elektrochirurgische sondes, handstukken, enz.)
Niet-steriliseerbare artikelen	Absorberende materialen (papier, linnen, cellulose, enz.), vloeistoffen, oliën, poeders
Opties	• Rollen sterilisatiehoezen en -zakken in diverse, compatibel met plasmasterilisatie • Lasapparaat voor sterilisatiehoezen
Kenmerken	• Snelle sterilisatiecyclus • Kostenefficiënt • Compact formaat • Ergonomisch ontwerp • Eenvoudig onderhoud • Milieuvriendelijk • Bescherming tegen hitteschade